

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель Министра

Е.Н. Кроткова

«29» 09 2023 г.

Регистрационный № 084-0923

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ: к.м.н., доцент Качан Т.В., к.м.н., доцент Далидович А.А.,
д.м.н., профессор Федулов А.С., д.м.н., профессор Марченко Л.Н.,
Карапетян Г.М., Косик И.И.

Минск, 2023

В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) изложен алгоритм диагностики атрофии зрительного нерва (Н47.2), который может быть использован в ранней стадии заболевания при отсутствии у пациента жалоб.

Инструкция предназначена для врачей-офтальмологов и врачей-неврологов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению в амбулаторных и/или стационарных условиях, и/или в условиях отделения дневного пребывания.

Показания к применению

Пациенты с ретробульбарным невритом в анамнезе (Н 48.1).

Пациенты с выявленными периметрическими потерями при проведении статической, либо кинетической периметрии.

Пациенты с рассеянным склерозом (G 35) (либо подозрением на него) для исключения (либо подтверждения) атрофии ДЗН.

Противопоказания к применению

Отсутствуют.

Перечень необходимых медицинских изделий, оборудования, лекарственных препаратов и др.

1. Фундус-камера для фоторегистрации глазного дна.
2. Мидриатический лекарственный препарат короткого действия (1%-ный раствор тропикамида или его аналоги).
3. Компьютер с характеристиками, не ниже следующих: процессор: 64-разрядный, двухядерный, тактовая частота 2,13 ГГц; видеокарта: частота графического процессора 810 МГц, видеопамять 1ГБ, тип видеопамяти DDR3; оперативная память (ОЗУ): 2 Гб; объём свободного дискового пространства: 2 Гб на жестком диске (конечный объём

занимаемого дискового пространства зависит от количества загруженных снимков).

4. Внешний носитель информации (CD-диск, USB-флеш-накопитель и др.) для сохранения полученных при фоторегистрации изображений глазного дна пациента.

5. Программа «Колор Икс» (см. приложение), являющееся неотъемлемой частью данной инструкции, и руководство пользователя программой «Колор Икс», предоставляемые в виде установочного диска и/или доступные для свободного скачивания на официальном сайте учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» по ссылке <https://www.bsmu.by/page/6/57/>.

Технология реализации алгоритма:

1. Инстиллировать в конъюнктивальную полость глаза мидриатический лекарственный препарат короткого действия (1%-ный раствор тропикамида или его аналоги).

2. Провести фоторегистрацию глазного дна пациента и сохранить полученные изображения на внешнем носителе информации. На каждый глаз должно быть получено не менее 3-х (оптимально четырёх) изображений. При этом на каждом изображении диск зрительного нерва должен иметь центральное расположение. При его значительном смещении от центрального положения точность результата работы алгоритма падает.

3. Загрузить полученные изображения с внешнего носителя в программу «Колор Икс» (см. инструкцию пользователя программой).

4. Получить результат. Результат формируется в форме численного показателя с диапазоном значений от 0 до 1. Полученное значение выводится на экран монитора (на рис. 1 отмечено стрелками) в

сопровождении одной из трёх возможных формулировок, каждая из которых имеет собственный цвет: **Norm (норма)** – атрофия ДЗН отсутствуют (значение показателя $< 0,35$); **Pathology (патология)** – обнаружены выраженные признаки атрофии ДЗН (значение показателя $> 0,65$); **Undefined (не определено)** – делается вывод о подозрении на атрофию ДЗН (значение показателя лежит в диапазоне от 0,35 до 0,65).

Preview	Name	Disk Area	Cup Area	Cup/Disk Area	MS Summary	MS Score (DNN)	MS Score (XGBoost)	MS Predict (NRR HS)
	Результаты анализа Сергея Сергеевича Сергеева 2002061...	59713	10338	0.17	Norm 0.01	0.05	0.00	Norm
	Результаты анализа Сергея Сергеевича Сергеева 2002061...	59028	12093	0.20		0.02	0.00	Norm
	Результаты анализа Сергея Сергеевича Сергеева 2002061...	70023	12897	0.18		0.01	0.00	Norm
	MS-Александров Александрович...	60956	8134	0.13		0.82	1.00	Pathology
	MS-Александров Александрович...	56270	10328	0.18	Pathology 0.83	0.35	1.00	Pathology
	MS-Александров Александрович...	54712	10913	0.20		0.30	0.99	Pathology
	MS-Александров Александрович...	60837	10852	0.18		0.51	0.96	Pathology
	Иван Николаевич Николаев 1970...	57809	10716	0.19		0.22	0.00	Norm




Рисунок 1 – Вывод результатов автоматического анализа

Перечень возможных осложнений или ошибок при выполнении и пути их устранения

При отсутствии помутнений преломляющих сред глазного яблока и при точном следовании алгоритму ошибки исключены. Контроль клинической эффективности не требуется.

Приложение к инструкции: Установочный диск с программой «Колор Икс». Программа является инструментом реализации метода и работает с файлами форматов 'png', 'jpg', 'jpeg', 'bmp', 'tiff', получаемых при фоторегистрации глазного дна.

